



## Citra-Valve™ HF

- Nålfri ventil för direkt injektion, intermittent infusion, kontinuerlig infusion eller aspiration.
- Håller dialyskatetern stängd under anslutning/ fråkoppling och hindrar därmed luftinförel och blodspill.
- Reducerar öppningsstängningsprocessen av katetrar från runt 40 gånger per vecka till endast 2 gånger per vecka.
- Klarar 28 aktiveringar eller 7 dagars användning.
- Blodflöden upp till 600 ml/min.
- Ökar livslängden av kateterklämmor och är enkel att applicera.
- Innehåller polykarbonat och silikon.

Art.nr	Beskrivning	Avd./trpt.frp.
24060995	Citra-Valve™HF	90x2 st/pack

Sterilisering: EO