



Citra-Lock S®

Säkert och väl dokumenterat kateterlås för CDK

- Kateterlås- Trisodiumcitrat i koncentration 4%, 30% och 46,7%
- Mycket väldokumenterad antikoagulantia med baktericid effekt
- Förbättrad kateterfunktion och motverkar bildande av biofilm.
- Rekommenderas av Européen Renal Best Practice Guidelines (ERBP) och American Society of Diagnostic and interventions Nephrology (ASDIN)
- Levereras i 2x2,5 ml förfyllda 3ml sprutor.
- Finns även i 5ml ampull.

Art.nr	Beskrivning	Avd./trpt.frp.
24060204	Citra-Lock S 4% Twin Pack, kateterlås, förfylld spruta, 2x2,5ml	120
24060205	Citra-Lock S 30% Twin Pack, kateterlås, förfylld spruta, 2x2,5ml	120
24060206	Citra-Lock S 46,7% Twin Pack, kateterlås, förfylld spruta, 2x2,5ml	120