



KI 20 Klämman

- Universal slangklämman i plast.
- Inkluderar grepp för säker hantering av nålventil, Citra-Valve HF, TEGO eller liknande.
- Rengöres i diskmaskin.

Art.nr	Beskrivning	Avd./trpt.frp.
0880001	KI 20 Klämman	50 st/box

Sterilisering: EO

Spirel AB

info@spirel.se

[Tel:+46 725 065 659](tel:+46725065659)

Knivgatan 2, 212 28 Malmö, Sverige

www.spirel.se